



CE

Modelo

ESTACIÓN DOBLE

Referencia

11023

Características

Soporte de pared con dos botellas lavaojos PLUM de 500 ml, para aclarar los ojos en caso de contacto con polvo, partículas, suciedad, metales, astillas de la madera o químicos (como disolventes y aceite). No hay ningún peligro asociado con el correcto uso del producto.

Si ha estado en contacto con ácidos o bases, se recomienda que se enjuague el ojo con PH NEUTRO al menos durante 2 minutos. Tras ello continúe con la solución salina PLUM hasta que le vea un médico.

La base se acopla mediante tornillos. Apertura anatómica.

Para asegurarse que el producto permanece estéril, el sellado no debe estar roto antes de uso.

Temperatura de almacenamiento: 5 - 35 °C.

Líquido transparente, libre de perfume soluble en agua.

Toxicidad: no se describe toxicidad.

Caducidad: para botellas no abiertas, 3 años desde la fecha de fabricación.

USO: gire la tapa para romper el sello y abra la botella. Presione la botella ligeramente: que el líquido llegue a los ojos en un chorro suave.

Medidas: 290x228x80 mm.

Standards

Producto médico según la normativa 93/42/CEE

COMPOSICIÓN

Agua 99.1% + cloruro de sodio al 0,9%

DENSIDADValor: 1002,5 kg/m³**PUNTO DE EBULLICIÓN**

Valor: 100°C

PH

Valor: 5,0 - 7,0

UNIDAD DE EMBALAJE

1 ud (unidad mínima de venta)


WWW.SAFETOP.NET
